

12082 Western Avenue, Garden Grove, CA 92841
 VOICE (800) 874-3005 TTY (800) 772-2889
 FAX (714) 897-4703
 ameriphones@plantronics.com www.ameriphone.com

AMERIPHONE
OPERATING INSTRUCTIONS




Works with ALERTMASTER® Product Series
Door Announcer (AM-DX)
Baby Sound Monitor (AM-BX)
Audio Alarm (AM-AX)
ALERTMASTER® Transmitter

LIMITED WARRANTY

Ameriphone warrants the AM-AX/AM-BX against any defect in workmanship or material, for a period of one year from the date of purchase. If the product is defective and returned within 30 days of purchase, the unit will be replaced at the place of purchase at no charge. Ameriphone will repair or replace it as it is returned after 30 days but within one year. Ameriphone will repair or replace it as long as the original design. Repair or replacement for either party will be warranted for either 90 days or the remaining time on the warranty period, whichever is longer. When in need of warranty repair, please call our customer service department at (800) 874-3005 (voice), (800) 772-2889 (TTY). They will help you process your return shipment. You must prepay all shipping costs. Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability, are hereby disclaimed. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. The warrantor does not cover defects resulting from accidents, damage while in transit to our service location, alterations, unauthorized repair, failure to follow instructions, mis-use, use outside the United States or Canada, fire, flood and acts of God. We request you save the original package materials in the event that you need to ship your AM-AX/AM-BX back. When shipping for warranty repair, include your name, address, phone number, proof of date of purchase and a description of the problem. After repair of the product, we will ship it back to you at no cost within the United States.

AMERIPHONE® 4/02 AM3999 AM Transmitter 52200841/0881/0921

INSTALLATION



ALERTMASTER® Transmitter
Alarme Audio (AM-AX)
Moniteur Sons De Bébé (AM-BX)
Avertisseur De Porte (AM-DX)

À utiliser avec Alertmaster AM-6000 ou AM-7000



MANUEL D'UTILISATION
AMERIPHONE®



12082 Western Avenue, Garden Grove, CA 92841
 VOIX (800) 874-3005 TTY (800) 772-2889
 TÉLÉCOPIEUR (714) 897-4703
 ameriphones@plantronics.com www.ameriphone.com

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

Tous les accessoires ont été réglés à leur maximum de sensibilité à l'usine. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats possibles et pour les adapter à vos besoins, suivez les directives suivantes pour régler leur sensibilité.

AM-AX et AM-BX Commencez à «HI» et si d'autres sons activent l'appareil facilement baissez la sensibilité.

AM-DX Élevez ou baissez le niveau de sensibilité jusqu'à ce que l'appareil soit activé régulièrement par la sonnette de la porte ou l'interphone.



PLACEMENT

- Place the AM-BX with MIC pointing toward and as close to the baby as possible, but no more than 5 feet away.
- Place the AM-AX and AM-DX with MIC pointing toward and within 6 inches from the audio alarm device or door chime/intercom respectively.

For installation on textured ceilings, screw a standard light switch cover, readily available from your local hardware store, on ceiling and apply the velcro® strips to the plate instead of directly on ceiling.

BATTERY AND OPERATION TESTS

Check or change the battery every six months to make sure it is properly charged.

AM-AX Press the Test button on your audio alarm device. Check that the Alarm function comes on at the Alertmaster console after 12 seconds.

AM-BX Make loud noise continuously for 5 seconds or longer. Check that the Sound function comes on the Alertmaster console.

AM-DX Press the intercom or door chime button. Check that the Door function comes on at the Alertmaster console.

ORIENTATION

- Placez le microphone du AM-BX tourné vers le bébé et le plus près possible de celui-ci; ne pas le placer à plus de 5 pieds de distance.
- Placez le microphone du AM-AX et du AM-DX tourné vers l'Alarme audio, la sonnette de la porte ou l'interphone à une distance de moins de 6 pouces.


Pour installer votre appareil sur un plafond à texture grossière, vissez au plafond une plaque d'une lampe d'éclairage standard que vous pouvez acheter dans une quincaillerie et installez sur celle-ci les bandes Velcro®, au lieu de les installer directement sur le plafond.

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE

Le système Alertmaster utilise certains signaux radio spéciaux pour la communication entre la console et les accessoires. Pour que les accessoires puissent activer l'appareil, ils doivent tous être réglés sur la même fréquence. Un «bouton à bascule» est utilisé pour choisir la fréquence.

Votre système et tous ses accessoires ont déjà été réglés à l'usine selon une fréquence standard. Dans des conditions normales d'utilisation, il n'est pas nécessaire de procéder à des ajustements.


Si des parasites se produisent dans la réception de votre appareil et que celui-ci s'active de lui-même et sans raison évidente, il se pourrait qu'il soit activé par un système dans votre voisinage. Changez la fréquence de toutes les composantes.



The Alertmaster System uses special radio signals to communicate between the console unit and all its accessories. For all accessories to activate the base unit, they all have to be on the same "channel". A "DIP Switch" is used for channel selection. Your system and all the accessories have been pre-set in the factory to a standard channel setting. Under normal operating conditions, there is no adjustment necessary. If your system encounters interference and repeatedly activates by a system nearby in your neighborhood. Change channel switch setting in the console. All settings must be identical for the system to work.

- Locate the DIP Switches on the back of the AM-6000 or the back of the AM-7000 console.
- Change the switch setting by turning all individual switches to a different position.
- Unscrew housing and locate DIP Switch inside of the transmitter.
- Change the switch settings on each of your other accessories (doorbell, Remote Receiver, etc.) to match the new switch setting in the console. All settings must be identical for the system to work.

CHANNEL SETTING



All accessories have been pre-set to their optimum sensitivity in the factory. But, for best results and to suit your application, follow these steps to adjust their sensitivity.

SENSITIVITY ADJUSTMENT

IN CASE OF DIFFICULTY

If any problem should occur during operation of your Alertmaster AM-AX, AM-BX, or AM-DX accessory, review the list below and your Alertmaster AM-6000 or AM-7000 Operating Instructions. Should the difficulty persist, contact AMERIPHONE or your authorized dealer for assistance.

SYMPTOM	CAUSE & REMEDY
System does not respond when Alertmaster AM-accessory is tested.	Adjust the sensitivity. Or battery needs to be replaced.
Alertmaster console does not respond when Alertmaster AM-accessory is tested.	The accessory may not be at the right "Channel Setting". See "Channel Setting" section.
System activates erratically	If the System picks up other wireless signals, change channel setting on all components. See "Channel Setting".

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Si vos accessoires Alertmaster AM-AX, AM-BX ou AM-DX venaient à mal fonctionner, consultez la liste suivante ainsi que le Manuel d'utilisation de votre Alertmaster AM-6000 ou AM-7000. Au cas où le problème persisterait, communiquez avec Ameriphone ou avec votre détaillant autorisé pour obtenir de l'aide.

Problèmes	Causes et solutions
Le système ne répond pas lorsque vous faites l'essai de votre accessoire Alertmaster AM.	Réglez la sensibilité. Les piles doivent peut-être être remplacées.
La console Alertmaster ne répond pas lorsque vous faites l'essai de votre accessoire Alertmaster AM.	L'accessoire n'est peut-être pas réglé à la bonne fréquence. Voir la section sur le réglage de la fréquence.
Le système s'active de façon irrégulière.	Le système capte d'autres signaux d'appareils sans fil. Changez la fréquence de toutes les composantes. Voir la section sur le réglage de la fréquence.

ESSAI DES PILES DE FONCTIONNEMENT

AM-AX Appuyez sur le bouton d'essai (Test button) sur votre appareil Alarme audio. Vérifiez si la fonction Alarm est activée sur la console du Alertmaster après 12 secondes.

AM-BX Vous entendrez un bruit continu pendant 5 secondes ou plus. Vérifiez si la fonction Sound est activée sur la console du Alertmaster.

AM-DX Appuyez sur le bouton de l'interphone ou de la sonnette de la porte. Vérifiez si la fonction Door (porte) est activée sur la console du Alertmaster.

GARANTIE LIMITE

Ameriphone garantit écouteur personnel contre tout défaut de matériaux ou de fabrication (sauf les piles) pendant une période d'un an à partir de la date d'achat.

Si l'appareil s'avère défectueux et est retourné dans les 30 jours après la date d'achat, le détaillant de l'appareil le remplace sans frais.

Si l'appareil est renvoyé après 30 jours mais dans le délai d'un an, Ameriphone le répare ou le remplace sans frais. Des pièces neuves ou remises à neuf peuvent être utilisées. Si écouteur personnel est remplacé, il l'est par un article neuf ou remis à neuf identique ou similaire. La réparation ou le remplacement est garanti pendant 90 jours ou la période non écoulée de la garantie en vigueur, selon la plus longue des deux périodes. Pour les réparations sous garantie, appelez notre service après-vente au 1-800-874-3005 (tel.) ou 1-800-772-2889 (ATS); vous recevrez des instructions pour expliquer l'article. Nous n'assurons pas les frais d'envoi.

Les garanties implicites, y compris les garanties de qualité loyale et marchande à des fins particulières (garantie non écrite de fonctionnement de l'appareil en cas d'utilisation normale) ont une limite d'un an à partir de la date d'achat. Nous ne serons tenus responsables d'aucune perte de temps, gêne ou impossibilité d'utiliser écouteur personnel, ni d'aucun dégât matériel occasionné par l'appareil ou son impossibilité à fonctionner, ni d'aucun dommage direct ou indirect. Certaines lois provinciales ne permettent pas les restrictions de durée des garanties implicites ni l'exclusion de certains dommages directs ou indirects; les exclusions ou restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner.

Nous vous conseillons de garder l'emballage d'origine au cas où vous devez renvoyer écouteur personnel. N'oubliez pas d'inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que la preuve de la date d'achat et une description du problème. Agissez réparation de l'appareil, nous le réexpédions gratuitement aux États-Unis et au Canada.

La garantie ne couvre pas les défauts dus à un accident, ni les dommages subis lors du transport vers notre service après-vente, les modifications, les réparations non autorisées, l'observation du mode d'emploi, l'utilisation abusive, les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles ou l'utilisation hors des États-Unis ou du Canada.